




Neutralelektroden




Wichtige Hinweise

Die Erbe Elektromedizin GmbH hat größtmögliche Sorgfalt auf die Erstellung des Zubehörcatalogs verwandt. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog enthaltenen Informationen und Empfehlungen begründen keine Ansprüche gegen die Erbe Elektromedizin GmbH. Sollte sich eine Haftung aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben, so beschränkt sich diese auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Die Angaben über den Gebrauch der Instrumentarien beruhen auf klinischen Erfahrungen. Infolge von Forschung und klinischen Erfahrungen sind die Produkte ständigen Entwicklungen in Technik und Design unterworfen. Außerdem können aufgrund von Fertigungstoleranzen die Maßangaben im Katalog geringfügig abweichen.

Weitere Produkthinweise



Bitte lesen Sie vor Gebrauch den zugehörigen Verwendungshinweis.

Elektrochirurgie

Neutralelektroden

- 04 Zum Einmalgebrauch mit Kontaktzunge
- 05 Zum Einmalgebrauch mit Anschlusskabel
- 06 Wiederverwendbar mit Kontaktzunge

Neutralelektroden

Zum Einmalgebrauch mit Kontaktzunge

Erbe Nessy Ω , zweigeteilt, VIO, Kontaktfläche 85 cm²



Equipotentialring 23 cm², ohne Anschlusskabel


No. 20193-082

= 50

30193-082



Erbe NESSY Plate 170, zweigeteilt, VIO, ICC, ACC, Kontaktfläche 168 cm²



ohne Anschlusskabel


No. 20193-070

= 50

30193-080



Erbe NESSY Plate 70, zweigeteilt, VIO, ICC, ACC, Kontaktfläche 72 cm²



ohne Anschlusskabel, für Kinder von 5 bis 15 kg


No. 20193-071

= 50

30193-080



Erbe MONOPlate 40, ungeteilt, VIO, ICC, ACC, T-Serie, Kontaktfläche 40 cm²



ohne Anschlusskabel, für Kinder < 5kg

No. 20193-073

= 50

30193-080



Neutralelektroden Kabel	Länge	Stück	No.
Neutralelektroden Kabel, VIO, ICC, ACC, T-Serie, Standard, für Neutralelektroden mit Kontaktzunge	4 m	1	20194-077
	5 m	1	
Neutralelektroden Kabel, VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte, International, für zweigeteilte Neutralelektroden mit Kontaktzunge	4 m	1	20194-080
	5 m	1	
Neutralelektroden Kabel, VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte, International, für ungeteilte Neutralelektroden mit Kontaktzunge	4 m	1	20194-079
	5 m	1	

Neutralelektroden

Zum Einmalgebrauch mit Anschlusskabel

Erbe NESSY Ω , zweigeteilt, VIO, Fremdgeräte, International



Kontaktfläche 85 cm², Equipotentialring 23 cm²,
mit Anschlusskabel 4 m


No. 20193-083

= 50

30193-082



Erbe NESSY Plate 170, zweigeteilt, VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte, International



Kontaktfläche 168 cm², mit Anschlusskabel 3 m


No. 20193-074

= 50

30193-080



Erbe NESSY Plate 70, zweigeteilt, VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte, International



Kontaktfläche 72 cm², mit Anschlusskabel 3 m,
für Kinder von 5 bis 15 kg

No. 20193-075

= 50


30193-080



Neutralelektroden

Wiederverwendbar mit Kontaktzunge

NESSY® RePlate 200, Kontaktfläche 194 cm², wiederverwendbar, überwachungsfähig



No. 20193-090

= 1

max 95 °C

30193-088

NESSY® RePlate Fixierung, Länge 82 cm



No. 20193-091

= 1

max 95 °C

30193-088

Kontaktspray/Signaspray®, für NESSY® RePlate



No. 20193-092

= 1

D181820

Neutralelektroden Kabel	Länge	Stück	No.
Neutralelektroden Kabel, VIO, ICC, ACC, T-Serie, Standard, für Neutralelektroden mit Kontaktzunge	4 m	1	20194-077 20194-078
	5 m	1	
Neutralelektroden Kabel, VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte, International, für zweigeteilte Neutralelektroden mit Kontaktzunge	4 m	1	20194-080 20194-087
	5 m	1	



Neutralelektroden

Wiederverwendbar mit Kontaktzunge

NESSY® RePlate kit I, wiederverwendbar, inkl. Fixierung und Kontaktspray



No. 20193-093

= 1

max 95 °C

30193-088

NESSY® RePlate kit II, wiederverwendbar, inkl. Fixierung



No. 20193-094

= 1

max 95 °C

30193-088

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
Deutschland

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com