


No: 20416-037

Flexible Kryosonde



- Hohe Gefrierleistung
- Waschmaschinenfest
- Einsetzbar in flexibler und starrer Technik
- Wiederverwendbar
- Kostensparend

Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 1,9 mm
Länge	900 mm
Spitze	ø 1,9 mm

Basisfeatures

Flexibilität	flexibel
--------------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------