

No: 20195-141

Schaftrohr für bipolare LAP-Zangen und BiClamp[®] LAP-Zangen



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	5 mm
Nadellänge	340 mm
Länge	430 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	Maryland
-------------------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------