

No: 20195-057



Bipolare Pinzette Classic, gerade

Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 2,2 mm, stumpf
Länge	190 mm
Fasslänge	15 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
-------------------	--------

Oberfläche

Fassflächen	geriffelt
-------------	-----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück