


No: 20402-040

Flexible Kryosonde



Abmessungen und Gewicht

Maße	Ø 1,9 mm
Länge	1150 mm

Basisfeatures

Flexibilität	flexibel
--------------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------