

No: 20340-004

Silikonschlauch



Abmessungen und Gewicht

Länge	60 mm
-------	-------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
-----------------------	-----------

Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
-----------------------------	------------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------