

No: 20195-518

## Bipolare Pinzette PREMIUM, gerade



### Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 2 mm, stumpf
Länge	280 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Farbe	blau

### Oberfläche

Fassflächen	angeraut
-------------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp