

No: 21191-181

Großes Chirurgiebesteck, ø 2,4 mm



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
-------------------	--------

Basisfeatures

Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp