

No: 21191-180

Kleines Chirurgiebesteck, \varnothing 2,4 mm



Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------|--------|
| Schaftdurchmesser | 2.4 mm |
|-------------------|--------|

Basisfeatures

| | |
|----------------|---------------|
| Kompatibilität | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilität | starr |
| Farbe | schwarz |

Reinigung und Aufbereitung

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |

Normen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |
| Typ nach EN 60 601-1 | |

Weitere Produkthinweise

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Maximale Betriebsspannung | 4.3 kVp |