

No: 20195-101

## Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt



### Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 2 mm, stumpf
Länge	180 mm
Fasslänge	6 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	abgewinkelt
-------------------	-------------

### Oberfläche

Fassflächen	geriffelt
-------------	-----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück