

No: 20195-015

Bipolare Pinzette Classic, gebogen



Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 0,4 mm, sehr fein
Länge	165 mm
Fasslänge	6 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
-------------------	---------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück