


No: 21191-109

## Spatelektrode



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

### Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	40 mm
Maße	3 x 24 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp