

No: 20323-006

LAP-Schlauchset IES 3



Basisfeatures

ANSCHLUSS1	mit Anschluss ø 22 mm
Anschluss	Luer-Lock Anschluss

Reinigung und Aufbereitung

Nicht erneut sterilisieren	ja
Steril verpackt	E0
Einmalprodukt	ja

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Is
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	10 Stück
--------------------	----------