

No: 20321-010

Absaugtrichter



Basisfeatures

Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Anschluss	mit Anschluss ø 22 mm

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	I
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------